

SENSITITRE™ YEASTONE™ PLATE FORMAT

Plate Code: **YO2IVD**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	POS	VOR 0.008	VOR 0.015	VOR 0.03	VOR 0.06	VOR 0.12	VOR 0.25	VOR 0.5	VOR 1	VOR 2	VOR 4	IZ 2
B	FC 0.03	FC 0.06	FC 0.12	FC 0.25	FC 0.5	FC 1	FC 2	FC 4	FC 8	FC 16	IZ 0.03	IZ 1
C	FZ 0.25	FZ 0.5	FZ 1	FZ 2	FZ 4	FZ 8	FZ 16	FZ 32	FZ 64	FC 32	IZ 0.06	IZ 0.5
D	CAS 0.015	CAS 0.03	CAS 0.06	CAS 0.12	CAS 0.25	CAS 0.5	CAS 1	CAS 2	CAS 4	CAS 8	IZ 0.12	IZ 0.25
E	POS	VOR 0.008	VOR 0.015	VOR 0.03	VOR 0.06	VOR 0.12	VOR 0.25	VOR 0.5	VOR 1	VOR 2	VOR 4	IZ 2
F	FC 0.03	FC 0.06	FC 0.12	FC 0.25	FC 0.5	FC 1	FC 2	FC 4	FC 8	FC 16	IZ 0.03	IZ 1
G	FZ 0.25	FZ 0.5	FZ 1	FZ 2	FZ 4	FZ 8	FZ 16	FZ 32	FZ 64	FC 32	IZ 0.06	IZ 0.5
H	CAS 0.015	CAS 0.03	CAS 0.06	CAS 0.12	CAS 0.25	CAS 0.5	CAS 1	CAS 2	CAS 4	CAS 8	IZ 0.12	IZ 0.25

ANTIMICROBICS

POS	Positive Control
FC	5-Flucytosine
FZ	Fluconazole
CAS	Caspofungin
VOR	Voriconazole
IZ	Itraconazole